


# Bis

## Bordet I Stolen

Talkeet var et Bis er der altid et egnet bord til mig!



Kan vi forestille os, hvor svært det kan være, når man sidder i kørestol/rullestol, og man ikke kan komme til at spise nogen steder eller være på internettet eller drikke m. m.?

### Her er der en nemmere en løsning.

(læs om den nemmere løsning i info 2)

#### Info:


- 1) Bordet i stolen (BIS) er en kørestol/rullestol, hvor man kan rulle et bord ud af venstre eller højre armlæn.
- 2) Bordet skal ikke være noget tilbehør. Hvis det var et tilbehør, ville det blive for bøvlet, og så skal man lige huske dit, og så skal man lige huske dat.
- 3) Bordet skal sidde i armlænet, og armlænet skal kunne være langt nok, eller kunne skubbes langt nok ud, til at personen der sidder i rullestolen/kørestolen, stadig kan bevæge sig.
- 4) Bordet skal kunne sættes fast i det modsatte armlæn.
- 5) Bordet skal sættes i den side, som personen der sidder i kørestolen/rullestolen, helst vil have den i.

#### Funktion:

- 1) Der skal være stærke magneter i det armlæn, bordet skal sættes i, så bordet kan sættes i armlænet. Der er nødt til at være mange stærke magneter, ellers er der en mulighed for, at bordet ruller sig sammen. (Se noget om sammenrulningen i funktion 4).
- 2) Det smarte er, at hvis man fx skal spise og ikke kan komme i nærheden af et bord, kan man trække bordet i stolen frem.
- 3) I en sele er der noget, der trækker selve selen tilbage, når man er færdig med at bruge den. Jeg tænker at det er sådan, bordet bliver rullet ind i armlænet igen.
- 4) Bordet skal rulles om et lille metalrør, så det ikke kommer til at ligge i selve armlænet. Hvis bordet kommer til at ligge inde i armlænet, kan det meget hurtigt blive et problem at få den ud og ind igen, så derfor bliver den rullet om et lille metalrør.
- 5) Inde i armlænet skal der være noget, der holder bordet fast, så det ikke kommer til at vippe. Der tænker jeg, det skal være noget glattejernslignede. Jernet skal ikke være varmt, det skal bare kunne holde fast. Så hvis man lægger noget mad eller drikke på bordet, at bordet ikke kommer til at give for meget bord inde i armlænet. For at kunne løsne jernet, skal der være en lille knap på armlænet, der løsner den. Den samme knap skal få den til at holde den fast.
- 6) Bordet skal være i et bøjeligt metal. Ellers kan det ikke komme ud af armlænet eller ind i armlænet.
- 7) Armlænet skal kunne lukkes op for at bordet det kan sættes ind.

#### Fordele:

- 1) Hvis man sidder i kørestol/rullestol, og ikke kan komme til et bord, kan man trække bordet frem for armlænet og spise i kørestolen.
- 2) Hvis en der sidder i kørestol/rullestol skal hurtigt afsted, med en bil og får lige stukket noget med i hånden, kan personen trække bordet frem og spise, imens personen ruller ned til bilen.
- 3) Hvis personen i kørestol/rullestol skal ud på picnic, men hvis personen ikke kan sidde på tæppet, kan personen sidde i stolen og spise og drikke der.



Bordet er ikke egnet for mig



Jeg er sulten men der er ikke noget bord

Talkeet var Bis kan jeg skaffe mad til mine venner!

Talkeet var Bis er der altid et bord ledig!

Jeg vil gerne skikke med mine venner men der er ingen steder at sætte computeren

#### Ulemper:

- 1) Jo tykkere den er, jo mindre plads er der i armlænet.
- 2) Bordet skal sidde i armlænet, men hvis det er et tyndt armlæn, kan det godt blive et problem, hvis det skal være i armlænet.